

五、货物配置清单

货物配置清单

项目编号: MNBZWZ-2026-J1018

项目名称: 多功能射频女性健康管理系统采购

所竞分标: 无

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	多功能射频女性健康管理系统（射频理疗仪）	1 套	顺博	XSSP-3SE	天津市顺博医疗设备有限公司	天津	射频理疗仪技术参数 一、产品型号: XSSP-3SE 二、技术参数功能 1. 配置清单: 主机一台、急停开关或脚踏开关一个、治疗手柄四套、仪器车一台、说明书一本。 2. 主机输入电源: 220V, 50Hz; 额定功率 ≤300VA。 3. 主机控制屏: 彩色液晶触摸屏, 易于操作。 4. 时间显示: 0-60 分钟可调, 可显示剩余治疗时间。 5. 治疗提示音: 治疗开始和治疗结束有提示音, 音量大小可调节。 6. ▲输出能量: 1-9 级可调。 7. 运行环境温度范围: 10℃~40℃。 8. ▲工作频率: 工作频率: 输出频率范围覆盖 2.5kHz~1MHz 区间, 设备应具备至少三种不同的固定或可调治疗频率以满足不同组织深度的治疗需求。 9. ▲输出强度功能: ≥2 种输出强度功能, 包括间歇输出功能、增强输出功能。 10. 主机噪音: 产品在工作状态下的噪音应不大于 70dB(A)。 11. 输出通道: 不少于 4 种输出通道接口, 每一种通道工作模式不同, 包含有中性电极输出通道。 12. 治疗频率工作模式: 单频率模式; 多频率自动交替模式。

13. 治疗模式(模块)功能: 不少于三种治疗模式(模块), 单独治疗模式(模块)不少于2种, 交替治疗模式(模块)不少于1种。
14. 治疗模式选择方式: 手动选择、自动识别切换功能。
15. ▲工作模式: 常规模式: 设备应具备至少两种针对不同组织深度的治疗频率输出能力, 高频输出端频率范围涵盖300kHz~600kHz 区间, 频率允差±10%。
16. 脉冲模式(模块): 具备低频脉冲调制输出功能, 脉冲频率范围应包含1Hz~10Hz 区间, 可调或预设多档。
17. ▲多极(包括双极)工作模式: 一种模式工作频率≤1MHz; 另一种工作频率≤0.5MHz, ≥2种多极治疗手柄。
18. ▲操作储存功能: 操作设置具备存储和读取临床治疗方案。
19. 安全措施: 具备手持式紧急开关或脚踏开关; 有主电源开关、副电源开关。
20. 治疗手柄支架: 支架具备可存放不少于4个治疗手柄(治疗头)。
21. ▲多极(包括双极)工作模式: ≥2种多极治疗手柄。

配置清单

序号	名称	规格 型号	单 位	数 量	备注
1	射频理 疗仪	XSSP -3SE	台	1	主机
2	电源线	3× 1.5m m²× 1.5m	条	1	
3	治疗电 极-电 阻电极	-	个	1	治疗 手柄
4	治疗电 极-电 容电极	-	个	1	治疗 手柄
5	中性电 极	-	块	1	治疗 手柄
6	治疗电 极-电	Φ 40mm	个	1	

								阻电极片				
								7 治疗电极-电阻电极片	Φ 60mm	个	1	
								8 治疗电极-电阻电极片	Φ 70mm	个	1	
								9 治疗电极-电容电极片	Φ 40mm	个	1	
								10 治疗电极-电容电极片	Φ 60mm	个	1	
								11 治疗电极-电容电极片	Φ 70mm	个	1	
								12 电阻电极连接线缆	-	根	1	
								13 电容电极连接线缆	-	根	1	
								14 多极电极连接线缆	-	根	1	
								15 中性电极板连接线缆	-	根	1	
								16 手持电疗开关按钮	-	个	1	
								17 电阻电极手指操作头	-	个	1	治疗手柄
								18 电容电极手指操作头	-	个	1	治疗手柄
								19 中性电极手指操作头	-	个	1	治疗手柄

[illegible]

						其他配置清单												
						<table><tr><td>1</td><td>理疗用 体表电 极</td><td>XSDJ- PD-1</td><td>个</td><td>1</td><td>治疗 平柄</td></tr><tr><td>2</td><td>穿戴式 理疗电 极</td><td>XSDJ- CD-II</td><td>个</td><td>1</td><td>治疗 手柄</td></tr></table>	1	理疗用 体表电 极	XSDJ- PD-1	个	1	治疗 平柄	2	穿戴式 理疗电 极	XSDJ- CD-II	个	1	治疗 手柄
1	理疗用 体表电 极	XSDJ- PD-1	个	1	治疗 平柄													
2	穿戴式 理疗电 极	XSDJ- CD-II	个	1	治疗 手柄													

备注：

以上性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者授权委托代理人（签字）

供应商（盖公章）

